

CRYO GLOVES® / CRYO GLOVES® WP / CRYO APRON®



Umożliwiają ochronę do -160°C. Nadają się do prac w pomieszczeniach o niskiej temperaturze, z cieczami chłodzącymi, do prac z suchym lodem -79°C, szczególnie nadają się do pracy z fazą gazową ciekłego azotu oraz innych ekstremalnie niskich temperatur.

Uwaga: nie nadają się do zanurzania w płynnym azocie albo innych kriogenicznych płynach!

CRYO GLOVES® dostępne w wykonaniu standardowym.

CRYO GLOVES® dostępne w wykonaniu-WP =100 % wodoszczelne, (dodatkowo z bezszwową, wewnętrzną rękawicą) do prac z próbkami / materiałami zakaźnymi lub toksycznymi.

CRYO GLOVES® / CRYO APRON® ze znakiem **CE**, tylko z firmy Tempshield Inc. USA



Labo Baza nowoczesne wyposażenie laboratorium

ul. Topolowa 5
62-002 Jelonek k/Poznań
tel.: 061 812 57 45
fax: 061 812 57 25
e-mail: biuro@labobaza.pl

CRYO GLOVES®

512	WRS	8	small	300 mm
512	WRM	9	medium	300 mm
512	WRL	10	large	300 mm
512	WRXL	11	près grand	300 mm
514	MAS	8	small	400 mm
514	MAM	9	medium	400 mm
515	MAL	10	large	400 mm
515	MAXL	11	extra large	400 mm
518	EBM	9	medium	500 mm
520	EBL	10	large	500 mm
520	EBXL	11	extra large	500 mm
527	SHM	9	medium	700 mm
528	SHL	10	large	700 mm
528	SHXL	11	extra large	700 mm

CRYO GLOVES® WP waterproof

512	WRS	WP	8	small	300 mm	do nadgarstka
512	WRM	WP	9	moyen	300 mm	do nadgarstka
512	WRL	WP	10	large	300 mm	do nadgarstka
512	WRXL	WP	11	extra large	300 mm	do nadgarstka
514	MAS	WP	8	small	400 mm	do przedramienia
514	MAM	WP	9	medium	400 mm	do przedramienia
515	MAL	WP	10	large	400 mm	do przedramienia
515	MAXL	WP	11	extra large	400 mm	do przedramienia
518	EBM	WP	9	medium	500 mm	do łokcia
520	EBL	WP	10	grand	500 mm	do łokcia
520	EBXL	WP	11	extra large	500 mm	do łokcia
527	SHM	WP	9	medium	700 mm	do ramienia
527	SHL	WP	10	large	700 mm	do ramienia
528	SHXL	WP	11	extra large	700 mm	do ramienia

CRYO APRON® Fartuchy ochronne

Do ochrony przed kriogeniczną parą i odpryskami, z paskami do przesuwania długości, na szyję i obwód pasa, z szybkim zapięciem, lekkie, wygodne...

	szer = szerokość	dł = długość
CA 36	szer. 610x	dł. 910 mm
CA 42	szer. 610x	dł. 1070 mm
CA 48	szer. 610 /	dł.1220 mm
CA 54	szer. 610 /	dł.1380 mm



CRYO INDUSTRIAL® GLOVES

"CRYO Rękawice ochronne 100 % WP wodoszczelne, wytrzymałe, odporne na ścieranie - szczególnie do prac przemysłowych, Zastosowania: Do prac w fazie gazowej płynnego azotu, argonu, helu, tlenu, do prac z gazem płynnym w zamkniętych systemach, oraz z bardzo zimnymi materiałami, do prac w przemysłowej technice złącza skurczowego, do prac z niskimi temperaturami, lodówkami i zamrażarkami, do prac w chłodniach i z suchym lodem itd.... (zainteresowanym udzielamy bliższych informacji)