

Wytwornica lodu ze zbiornikiem max 120kg



Charakterystyka:

- Produkuje lód płatkowy o twardości 80%,
- Maksymalna wydajność na dobę 120 kg,
- Pojemność zbiornika na lód do 40 kg,
- Higieniczny uchwyt na łopatkę wewnątrz zbiornika na lód,
- Obudowa z odpornej stali nierdzewnej,
- Zaawansowana diagnostyka komputerowa,
- Wlot i wylot powietrza w przednim panelu (tylko wersja chłodzona powietrzem),
- Łatwo dostępny, wysuwany w celu czyszczenia filtr powietrza (tylko wersja chłodzona powietrzem),
- Włącznik główny ON-OFF umieszczony na przednim panelu,
- Wygodny dostęp od przodu do części serwisowej maszyny,
- Sygnalizacja czyszczenia na przednim panelu,
- Ergonomiczny dostęp do lodu poprzez przesuwne drzwiczki,
- Wyciszony odgłos zamykania drzwiczek,
- Antybakteryjny wkład umieszczony wewnątrz zbiornika na lód,
- Opcjonalny system PWD - wymuszony odpływ skroplin,
- Plastikowe komponenty z antybakteryjnym czynnikiem AgION,
- Czynnik chłodniczy R-404A,
- 2-letnia gwarancja producenta na wadliwe komponenty.

Sygnalizacja czyszczenia



Włącznik główny ON-OFF



Filtr powietrza w panelu przednim



Elektroniczne sterowanie



Panel przyłącza we wgłębieniu

AF 124 Technologia



		10°: 10°C		21°: 15°C				 mm 120 4 3/4"	
		[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]	[WxDxH mm]	
AF 124 AS		120	264,5	108	238	40	88	950x605x795	
AF 124 WS		120	264,5	108	238	40	88	[WxDxH cale]	
								37 3/8"x23 13/16"x31 5/16"	
								[v/Hz/ph] 230/50/1	R404A

Produkt ten posiada następujące oznakowanie:



Lód płatkowy
Zawartość wody 20%



Lód w swej najbardziej naturalnej postaci, wytworzony w temperaturze tuż poniżej zera stopni Celsjusza; zawiera 20% wody, dzięki czemu jest bardzo wilgotny. Kształt płatków pozwala na wszechstronne i efektywne zastosowanie.

2 Lata Gwarancji


Podlega pewnym ograniczeniom i wyłączeniom.

Certyfikat ISO 9001:2000

www.scotsman.com.pl

Modele i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Wytwornica lodu ze zbiornikiem max 120kg



AF 124 WERSJA AS

°C \ °F	°C				kg
	10°	15°	21°	32°	
10°	120	116	112	104	kg
50°	264,5	255,5	247	229	lbs
21°	112	108	104	96	kg
70°	247	238	229	211,5	lbs
32°	100	96	92	84	kg
90°	220,5	211,5	203	185	lbs
38°	90	86	82	74	kg
100	198,5	189,5	180,5	163	lbs



AF 124 WERSJA WS

°C \ °F	°C				kg
	10°	15°	21°	32°	
10°	120	114	108	96	kg
50°	264,5	251,5	238	211,5	lbs
21°	114	108	102	90	kg
70°	251,5	238	225	198,5	lbs
32°	104	99	94	84	kg
90°	229	218	207	185	lbs
38°	104	99	94	84	kg
100	229	218	207	185	lbs



Minimum

10°C (50°F)

5°C (41°F)

-10%

1 BAR
14 psi



Maksimum

40°C (104°F)

35°C (95°F)

+10%

5 BAR
70 psi

Model	Compressor	Capacity [Btu/h] [W]	Water Inlet [Ømm ²]	Power [W]	BEZPIECZNIK	Ice Production [kWh] - 100 Kg	Water Inlet [l/h]	Water Inlet [gal/h]	Weight [kg] [lbs]	Dimensions [kg] [lbs]
AF 124 AS	Compressor	4845 1420	1,5	600	10	14,4	3,8	1	66 145	77 169
AF 124 WS	Compressor	4845 1420	1,5	500	10	12,7	29,8	7,8	66 145	77 169

WAŻNA UWAGA:

Modele i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta katalogowa służy wyłącznie celom handlowym.
Dokumentacja techniczna zawarta jest w instrukcjach serwisowych.

www.scotsman.com.pl

Twój lokalny Diler:



Labo Baza

nowoczesne wyposażenie laboratorium

ul. Topolowa 5

62-002 Jelonek k/Poznania

tel./fax: 61 812 57 45

e-mail: biuro@labobaza.pl

www.labobaza.pl