

Wytwornica lodu ze zbiornikiem max 200 kg



Charakterystyka:

- Produkuje lód płatkowy o twardości 80%,
- Maksymalna wydajność na dobę 200 kg,
- Pojemność zbiornika na lód do 60 kg,
- Higieniczny uchwyt na łopatkę wewnątrz zbiornika na lód,
- Obudowa z odpornej stali nierdzewnej,
- Zaawansowana diagnostyka komputerowa,
- Wlot i wylot powietrza w przednim panelu (tylko wersja chłodzona powietrzem),
- Łatwo dostępny, wysuwany w celu czyszczenia filtr powietrza (tylko wersja chłodzona powietrzem),
- Włącznik główny ON-OFF umieszczony na przednim panelu,
- Wygodny dostęp od przodu do części serwisowej maszyny,
- Sygnalizacja czyszczenia na przednim panelu,
- Ergonomiczny dostęp do lodu poprzez przesuwne drzwiczki,
- Wyciszony odgłos zamykania drzwiczek,
- Antybakteryjny wkład umieszczony wewnątrz zbiornika na lód,
- Opcjonalny system PWD - wymuszony odpływ kroplin,
- Plastikowe komponenty z antybakteryjnym czynnikiem AgION,
- Czynnik chłodniczy R-404A,
- 2-letnia gwarancja producenta na wadliwe komponenty.

Wygodny dostęp do zbiornika



Higieniczny uchwyt na łopatkę

Sygnalizacja czyszczenia



Włącznik główny ON-OFF



Filtr powietrza w panelu przednim



Elektroniczne sterowanie



Panel przyłączy we wgłębieniu

AF 206 Technologia



	Symbol	10°: 10°C		21°: 15°C		Wymiary (kg) [lbs]	Wymiary (mm) [cal]
		[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]		
AF 206 AS		200	441	185	407,5	60 132	[WxDxH mm] 950x605x1006
AF 206 WS		200	441	190	419	60 132	[WxDxH cale] 37 3/8"x23 13/16"x39 5/8"

	[v/Hz/ph] 230/50/1		R 404A
--	-----------------------	--	--------

Produkt ten posiada następujące oznakowanie:



Lód płatkowy

Zawartość wody 20%



Lód w swej najbardziej naturalnej postaci, wytworzony w temperaturze tuż poniżej zera stopni Celsjusza; zawiera 20% wody, dzięki czemu jest bardzo wilgotny. Kształt płatków pozwala na wszechstronne i efektywne zastosowanie.

2 Lata Gwarancji


Podlega pewnym ograniczeniom i wyłączeniom.

www.scotsman.com.pl

Certyfikat ISO 9001:2000

Modele i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Wytwornica lodu ze zbiornikiem max 200kg



AF 206 WERSJA AS

°C \ °F	50° 10°	60° 15°	70° 21°	90° 32°	
10°	200	193	186	172	kg
50°	441	425,5	410	379	lbs
21°	192	185	178	164	kg
70°	423	407,5	392,5	361,5	lbs
32°	169	162	155	141	kg
90°	272,5	357	341,5	311	lbs
38°	153	146	139	125	kg
100	337	322	306,5	275,5	lbs



AF 206 WERSJA WS

°C \ °F	50° 10°	60° 15°	70° 21°	90° 32°	
10°	200	193	186	172	kg
50°	441	425,5	410	379	lbs
21°	197	190	183	169	kg
70°	434	419	403,5	272,5	lbs
32°	189	182	175	161	kg
90°	416,5	401	385,5	355	lbs
38°	183	176	169	155	kg
100	403,5	388	272,5	341,5	lbs



Minimum

10°C (50°F)

Maksimum

40°C (104°F)

5°C (41°F)

35°C (95°F)

-10%

+10%

1 BAR
14 psi

5 BAR
70 psi

		[Btu/h] [W]	[Ømm ²]	[W]	BEZPIECZNIK	[kWh] - 100 Kg	[l/h]	[gal/h]	[kg] [lbs]	[kg] [lbs]	
AF 206 AS		6480 1900	1,5	760	10	11,2	6,5	1,7	77 169	90 198	
AF 206 WS		6480 1900	1,5	650	10	9	99,4	26,2	77 169	90 198	

WAŻNA UWAGA:

Modele i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta katalogowa służy wyłącznie celom handlowym.
Dokumentacja techniczna zawarta jest w instrukcjach serwisowych.

www.scotsman.com.pl

Twój lokalny Diler:



Labo Baza
nowoczesne wyposażenie laboratorium
ul. Topolowa 5
62-002 Jelonek k/Poznania
tel./fax: 61 812 57 45
e-mail: biuro@labobaza.pl
www.labobaza.pl