


Wytwornica lodu ze zbiornikiem max 70 kg




Taką ikoną oznaczone są wytwornice lodu Scotsman AF, które opcjonalnie produkują lód z wody demineralizowanej lub destylowanej.



Opcjonalne nóżki
KITLEGSEXT000



Elektroniczne sterowanie



Charakterystyka:

- Maksymalna wydajność 70 kg lodu płatkowego na dobę,
- Pojemność zbiornika na lód do 25 kg,
- Elektroniczne sterowanie z auto-diagnostyką i sygnalizacją alarmową,
- Obudowa z estetycznej i starannie wykończonej odpornej stali nierdzewnej,
- Ergonomiczny dostęp do lodu poprzez przesuwne drzwiczki,
- Wygodny dostęp od przodu ułatwia konserwację maszyny,
- Wlot i wylot powietrza w przednim panelu,
- Czynnik chłodniczy R-134a,
- Dołączone nóżki 120 mm, przedłużenia dostępne jako opcja,
- 2-letnia gwarancja producenta.

AF 80 Technologia



| Model | Wentylator | 10°: 10°C | | 21°: 15°C | | Wymiary (mm) | Wymiary (cale) | Moc (v/Hz/ph) | Ciepłota (R 134 a) |
|----------|------------|-----------|-------|-----------|-------|--------------|----------------|---------------|--------------------|
| | | [kg] | [lbs] | [kg] | [lbs] | | | | |
| AF 80 AS | | 70 | 154 | 64 | 141 | 535x626x813 | 21"x24"x32" | 230/50/1 | R 134 a |
| AF 80 WS | | 73 | 161 | 64 | 141 | | | | |

Dołączone standardowe nóżki o wys. 120 mm.

Produkt ten posiada następujące oznakowanie:



Lód płatkowy
Zawartość wody
25%



Lód w swej najbardziej naturalnej postaci, wytworzony w temperaturze tuż poniżej zera stopni Celsjusza; zawiera 25% wody, dzięki czemu jest bardzo wilgotny. Kształt płatków pozwala na wszechstronne i efektywne zastosowanie.

2 Lata Gwarancji


Podlega pewnym ograniczeniom i wyłączeniom.

Certyfikat ISO 9001:2000

www.scotsman.com.pl

Modele i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Wytwornica lodu ze zbiornikiem max 70 kg



UWAGA:
W WYTWORNICACH WERSJI AS NALEŻY POZOSTAWIĆ
ODSTĘP MIN. 15 CM Z OBU STRON URZĄDZENIA

AF 80 WERSJA AS

| °C / °F | 50° | 60° | 70° | 90° | kg | lbs |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | 10° | 15° | 21° | 32° | | |
| 10° | 70 | 67 | 64 | 58 | kg | lbs |
| 50° | 154 | 147 | 141 | 128 | kg | lbs |
| 21° | 67 | 64 | 61 | 55 | kg | lbs |
| 70° | 147 | 141 | 134 | 121 | kg | lbs |
| 32° | 56 | 54 | 53 | 50 | kg | lbs |
| 90° | 123 | 119 | 117 | 110 | kg | lbs |
| 38° | 51 | 49 | 48 | 45 | kg | lbs |
| 100 | 112 | 108 | 106 | 99 | kg | lbs |



AF 80 WERSJA WS

| °C / °F | 50° | 60° | 70° | 90° | kg | lbs |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | 10° | 15° | 21° | 32° | | |
| 10° | 73 | 71 | 69 | 65 | kg | lbs |
| 50° | 161 | 156 | 152 | 143 | kg | lbs |
| 21° | 66 | 64 | 62 | 58 | kg | lbs |
| 70° | 145 | 141 | 136 | 128 | kg | lbs |
| 32° | 60 | 58 | 56 | 52 | kg | lbs |
| 90° | 132 | 128 | 123 | 114 | kg | lbs |
| 38° | 58 | 56 | 54 | 50 | kg | lbs |
| 100 | 128 | 123 | 119 | 110 | kg | lbs |



Minimum

10°C (50°F)



Maksimum

40°C (104°F)

5°C (41°F)

35°C (95°F)

-10%

+10%

1 BAR
14 psi

5 BAR
70 psi

| Model | Icon | Capacity [Btu/h] [W] | Dimensions [Ømm²] | Power [W] | BEZPECZNIK | Energy [kWh] - 100 Kg | Water [l/h] | Ice [kg] [lbs] | Weight [kg] [lbs] |
|----------|------|----------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------------|
| AF 80 AS | AS | 2290 800 | 3 x 1 | 330 | 10 | 11 | 2.2 0.6 | 50 110 | 58 128 |
| AF 80 WS | WS | 2290 800 | 3 x 1 | 330 | 10 | 10.5 | 16 4.2 | 50 110 | 58 128 |

WAŻNA UWAGA:

Modele i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta katalogowa służy wyłącznie celom handlowym.
Dokumentacja techniczna zawarta jest w instrukcjach serwisowych.

Twój lokalny Diler:



Labo Baza

nowoczesne wyposażenie laboratorium
ul. Topolowa 5
62-002 Jelonek k/Poznania
tel./fax: 61 812 57 45
e-mail: biuro@labobaza.pl
www.labobaza.pl