

Młynki MF 10 basic Producent: IKA

Młynki MF 10 basic to zaawansowane urządzenia przystosowane do suchego mielenia twardych i kruchych oraz włóknistych substancji. Możliwość podłączenia 2 różnych nakładek mielących:

- tnąca - do rozdrabniania włóknistych substancji: papier, rośliny, też tworzywa sztuczne o niskim ciężarze właściwym
- krusząca - do mielenia kruchych i twardych substancji o twardości do 6 stopni w skali Mohsa



Wyposażenie dodatkowe

- zdejmowalne sita wstępne o rozmiarach oczek: 0,25; 0,5; 1; 2; 3 mm
- nakładka tnąca
- nakładka krusząca

Dane techniczne

parametry	MF 10 basic
prędkość [obr/min]	3.000 – 6.500
moc wejście/wyście [W]	1000 / 500
praca ciągła [min]	120 / 30
max. granulacja wkładu [mm]	10 i 15
klasa ochronności IP	22
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	320 x 300 x 380
ciężar [kg]	9,7